

Beispiele der Laborportal-Kommunikation

Im Laborprozess werden Aufträge, Kundendaten, Abläufe und vieles mehr typischerweise in einer separaten Laboranwendung erfasst, die als web-basiertes Portal zum einen dem Kunden zur Verfügung stehen kann und zum anderen dem Labormitarbeiter als zentrales Werkzeug dient. Im Folgenden sollen Möglichkeiten aufgezeigt werden, mit denen ein Laborportal Daten mit OnyxCeph³™ austauschen kann. Ein Großteil der Optionen sind ebenso auf Laborsoftware anwendbar, die nicht web-basiert, sondern als lokale Anwendung eingesetzt wird.


Zur Veranschaulichung wird ein beispielhaftes Portal benutzt, das explizit kein Teil des Funktionsumfangs der Software OnyxCeph³™ ist und auch nicht in Dienstleistung von Image Instruments entwickelt werden kann. Mithilfe der Beschreibung können bestehende Portale hinsichtlich des Datenaustausches verbessert und erweitert werden.

Ausführliche Details der Kommunikation finden sich in der Dokumentation der [Kommandozeilenaufrufe](#).

Beispiel Aufträge

Im Gegensatz zur Praxisverwaltung werden im Labor häufig Auftragsnummern anstelle von Patientenummern zur Identifikation verwendet. Eine Auftragsnummer kann in OnyxCeph³™ entweder in das Feld der Patientenummer eingetragen oder in einem anderen Feld (wie der zusätzlichen Patientenkenung oder der Modellnummer) abgelegt werden.

Die folgenden Beispiele orientieren sich an einem beispielhaften Auftrag zur Aligner-Planung.



Beispiel Dateneingabe

Im Laborportal liegen die Daten zum Patienten häufig zuerst vor, weil der Auftrag zum Beispiel über die Eingabemaske des Behandlers angelegt wurde. Die Illustration zeigt, dass diese Patientendaten auf Knopfdruck aus dem Portal an OnyxCeph³™ gesandt werden kann. Dafür kann eine einfache lokale HTTP-Übergabe genutzt werden (s. [Kommandozeilenaufrufe](#)).

Sind zusätzlich 2D oder 3D Bilddaten oder ein [Onyx-Container](#) hochgeladen worden, können diese ebenfalls über die Kommandozeile automatisch zum Patienten übergeben werden.

- Stammdaten des Patienten übergeben:

```
http://127.0.0.1:9000/setpat -PatId="10000" -Firstname="Jane" -Lastname="Doe"
```

- Bildaufnahme mit zwei bekannten Datensätzen starten:

```
http://127.0.0.1:9000/setpat -PatId="10000" -PicCount=2 -
PicPath1="X:\ImportData\10000\upper.stl" -
PicPath2="X:\ImportData\10000\lower.stl"
```

Beispiel Behandlungsplan

Der Behandlungsplan bildet typischerweise den Großteil des Auftrags ab:

- Anforderungen des Kunden und Kommentare zum Fall
- Digitaler Planungsvorschlag, optional mit Webviewer zur Visualisierung
- Zusätzliche Daten wie Umstellungswerte, ASR- oder Attachment-Übersichten und Hinweise
- Rückfragen, Änderungswünsche oder Bestätigung durch den Kunden

Häufig wird zur Bestätigung durch den Kunden ein Webview genutzt, der für Alignerbehandlungen die Umstellungsplanung in den verschiedenen Schritten visualisiert. Aus OnyxCeph³™ wird dieser als Link erzeugt und beim Export automatisch in die Zwischenablage gelegt. Im Laborportal könnte dieser Link zu dem Zeitpunkt vom Bearbeiter in das entsprechende Feld eingefügt werden oder über die Konfiguration des Ereignisses "Web Export Done" automatisch an das Laborportal übergeben werden.

Tabellen von Umstellungswerten, ASR-Anweisungen oder anderen numerischen Daten können ebenfalls aus OnyxCeph³™ entweder direkt über die Zwischenablage kopiert werden oder über ein entsprechendes Event übergeben werden, wenn diese Daten als CSV-Datei exportiert wurden. Für eine bessere Visualisierung könnten diese Werte auf Seiten des Portals dann an einem Zahn-Schema dargestellt und bei Bedarf zusammengefasst werden, um bspw. die in der Software noch getrennten ASR-Werte für mesial und distal zu kombinieren.

Home

Orders (1118630-1) 1

Data

Treatment plan

Workflow

Statistics

Production

Messages 12

Profile Log Out

Order 1118630-1: Aligner

Initial planning

WebView
<https://www.server.com/3d/1118630-1-web-view>

Aligner count Upper: Aligner count Lower:

Treatment time: weeks

IRP/Attachments Import IRP Import Attachments

Tooth movement Import

tooth	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	20	21	22	23	24	25	26	27
Inclination v° [°]						2,4	15,2	15,8	8,3	8,4																
Angulation v° [°]						-0,3	-1,3	-2,8	-7,3																	
Rotation v° [°]						-23,1	7,2	-3,4	-12,4	-22,2																
Mesial v° [mm]						-0,22	0,4	-0,08	0,97	0,33	-0,28															
Vestibular v° [mm]						-0,34	0,36	1,48	1,38	0,46	-0,81															
Occlusal v° [mm]						-0,11	-0,39	-0,79	-0,29	0,51																

tooth	48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
Inclination v° [°]									0,1	1,6	0,21					
Angulation v° [°]									3	6,3	2,8					
Rotation v° [°]									10,8	21,1	12,3					
Mesial v° [mm]									-0,67							
Vestibular v° [mm]									-0,81							
Occlusal v° [mm]																

Doctor's comments Changes Requested

Thanks for the planning suggestion. Fit tooth 13 and 23 with attachments.

Final planning

WebView
<https://www.server.de/3d/1118630-1-web-view>

Doctor's comments
 comment Tooth 13 and 23 fitted with attachments. Reduced Upper-Aligner-Count by one.

Aligner count Upper: Aligner count Lower:

Behandlungszeitraum: weeks

IRP/Attachments Import IRP Import Attachments

Tooth movement Import

tooth	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	20	21	22	23	24	25	26	27
Inclination v° [°]						2,4	15,2	15,8	8,3	8,4																
Angulation v° [°]						-0,3	-1,3	-2,8	-7,3																	
Rotation v° [°]						-23,1	7,2	-3,4	-12,4	-22,2																
Mesial v° [mm]						-0,22	0,4	-0,08	0,97	0,33	-0,28															
Vestibular v° [mm]						-0,34	0,36	1,48	1,38	0,46	-0,81															
Occlusal v° [mm]						-0,11	-0,39	-0,79	-0,29	0,51																

tooth	48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
Inclination v° [°]									0,1	1,6	0,21					
Angulation v° [°]									3	6,3	2,8					
Rotation v° [°]									10,8	21,1	12,3					
Mesial v° [mm]									-0,67							
Vestibular v° [mm]									-0,81							
Occlusal v° [mm]																

Doctor's comments Approved

Approved without further comments.

- "Webviewer exportiert"-Event an Portal:


[http://labPortal:1234/eventHandler.php?patient=%1&event=Webviewer&link="%N"](http://labPortal:1234/eventHandler.php?patient=%1&event=Webviewer&link=)

- Zahnabstände als fertige HTML-Tabelle kopiert: (Ausschnitt)

```
<TR><TD style="text-align:left;">Distance [mm]</TD><TD style="background-color:#B4B4FF;text-align:right;">0,63</TD><TD style="background-color:#B4FFB4;text-align:right;">0,00</TD>
```

Beispiel Online-Fallpräsentation



Die im internen Behandlungsplan zusammengestellten Informationen sollten durch das Laborportal auf einer Fall-spezifischen Seite für den Kunden angeboten werden. Eine ausführlichere Beschreibung findet sich auf der Seite zur [Webbasierten Kommunikation](#).



Beispiele Workflowplanung und Statistik

Über die in OnyxCeph³™ verfügbaren [Ereignisse](#) kann die Abarbeitung in OnyxCeph³™ an das Portal gemeldet werden. So kann das Öffnen und Schließen von Modulen, das Speichern von Befunden und Projekten und weitere Zeitpunkte erfasst werden. Zusatzinformationen wie Bearbeiter und Arbeitsplatz können in der Nachricht über [Platzhalter](#) ergänzt werden.

Mit demselben Mechanismus können auch Abläufe ausgewertet werden, um Arbeitsabläufe zu optimieren oder generell Zeiten zu erfassen.



- "Modul geöffnet"-Event an Portal:


<http://labPortal:1234/eventHandler.php?patient=%1&event=ModuleOpened&module=%V>

- "Datensatz gespeichert"-Event an Portal:

<http://labPortal:1234/eventHandler.php?patient=%1&event=ImageSaved&module=%V>

Beispiel Produktionsanbindung

In der Aligner-Planung werden aus OnyxCeph³™ typischerweise 3D Datensätze zum Druck exportiert. Werden diese über das Ereignis "3D Series Export Done" an das Laborportal gemeldet, könnte dort eine Übersicht erstellt werden und die Bearbeitung nach erfolgreichem Export aller Dateien vom Bearbeiter als abgeschlossen markiert werden.



- "Seriensexport"-Event an Portal:

<http://labPortal:1234/eventHandler.php?patient=%1&event=SeriesExported&files=%N>

Verweise

	Ereignisse
	Kommandozeilenaufrufe
	Platzhalter
	Webbasierte Kommunikation

From: <https://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link: https://onyxwiki.net/doku.php?id=labportal_example

Last update: 2023/04/06 14:29

