


Scan Import Carestream

Ab Release OnyxCeph³™ 3.2.157 (438) und CS Dental Imaging 8.1.12 wird der direkte Scan-Datenimport von 3D-Scans von Carestream Dental Imaging unterstützt.

Es handelt sich dabei um einen Mix aus VDDS-basierter und interner Schnittstelle: Die Übergabe der Patientendaten an Carestream Dental Imaging erfolgt über VDDS (PVS) - hierfür muss er Carstream-VDDS-Server am lokalen Arbeitsplatz laufen. Der Import der Scandaten erfolgt über den voreingestellten Speicherpfad des aufrufenden VDDS-Partners über die interne Schnittstelle.

Einstellungen Carestream

1. Aktivieren Sie den carestream VDDS-Server aus Verzeichnis ..\Carestream\CSImaging8\
2. Öffnen Sie die VDDS-Server Konfiguration über das CS-Icon im Systemtray der Taskleiste
3. Aktivieren Sie die Checkbox [3D Objekte verwenden]
4. Notieren Sie den Datenbankpfad (wird für die Konfiguration OnyxCeph³™ benötigt)



5. Starten Sie CS Imaging und aktivieren Sie in den Einstellungen das automatische Erstellen einer datensatzkopie im Format STL oder PLY


The screenshot shows the CS Imaging 8.0.12 software interface. The main window title is "CS Imaging 8.0.12" and the user is logged in as "Demo Daniela". A red arrow points from the gear icon in the top right corner to the "Voreinstellungen" (Default Settings) dialog box. The dialog box contains the following settings:

- Änderungen am Bild automatisch speichern
- Neue Bilder automatisch speichern
- Voreingestellte Analyse automatisch öffnen
- Zuletzt verwendete FMS vorlage automatisch öffnen
- Kopie der Bilder automatisch speichern
 - Dateiformat: JPEG
- Kopie des Modells automatisch speichern
 - Dateiformat: PLY

Buttons at the bottom of the dialog are "Abbrechen" (Cancel) and "Speichern" (Save).



Einstellungen OnyxCeph³™

1. Öffnen Sie Hauptmenü Options[Systemoptionen auf Reiter [\[Schnittstellen\]](#)
2. Im Panel **Import**, auf Taste [\[Modell - i/o Scanner\]](#) klicken
3. Reiter **CS_3X00** öffnen
4. VDDS-Pfad auswählen und Unterpfad des aufrufenden VDDS-partners hinzufügen
5. Offsetwerte für Rotationskorrektur eintragen (wenn erforderlich)
6. Checkbox **[CS 3X00 - Unterstützung aktiv]** aktivieren



Scan importieren

1. Patient in OnyxCeph³™ auswählen
2. Modul **Bild hinzufügen 3D** öffnen
3. In Panel Quelle, Reiter [Carestream] anwählen
4. Scandaten mit Taste [Modell importieren] übernehmen und entsprechend des bekannten Workflows klassifizieren, patientenbezogen ausrichten und weiterverarbeiten.



Verweise



From:
<http://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:
<http://onyxwiki.net/doku.php?id=csdiimport>

Last update: **2021/10/25 09:18**

