

Stammdaten übergeben

1. Hand over Master Data
 File
 Clipboard
 Write Data UTF-8 Coded

Die Stammdaten des aktuell ausgewählten Patienten werden (optional nach UTF-8-Codierung) in die definierte Textdatei oder in die Windows-Zwischenablage geschrieben.

Erfolgt der Aufruf von Reiter Patient, werden Patienten-ID, Name, Vorname, Geburtstag und Geschlecht übergeben.

```
Onyx Data  
10014  
Doe  
John  
19800101  
M
```

Erfolgt der Aufruf von Reiter Bilder, werden zusätzlich zu den Stammdaten auch das Unterverzeichnis der Bilddatei in Serverordner \\Pictures, der Bildcode (Synccode) und das dem Bild in der Sitzungsübersicht zugewiesene Bildaufnahmedatum des fokussierten Bilddatensatzes ausgegeben.

```
Onyx Data  
10014  
Doe  
John  
19800101  
M  
10014\100141AFU.ii3  
100141AFU  
20210126
```

From:
<https://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:
<https://onyxwiki.net/doku.php?id=homasterdata>

Last update: **2021/08/13 16:10**

