


Bildtypliste 3D

[Bildtypliste 2D](#) Bildtypliste 3D

In OnyxCeph³™ können vordefinierte 3D-Bildtypen zur Klassifikation importierter Bilder verwendet werden. Über die Zuordnung eines Bildtyps werden den importierten Bilder bestimmte Eigenschaften zugewiesen, die für ihre spätere Verwendung im Programm hilfreich sind. Die verfügbaren 2D-Bildtypen werden in den Kategorien

- Bild
- Röntgen
- Modell

zusammengefasst und können über Menüpunkt [Optionen|Systemoptionen auf Tab 3D Bildtypen](#) aktiviert, deaktiviert und individualisierte werden.



Der **Code** des Bildtyps kann im Kommandozeilen-Interface (CLI) für die Angabe des Typs übergebener Bilder benutzt werden.

Außerdem kommen die Codes in OnyxQuery zur Anwendung.

Kategorie Bild

Icon	Name	Bildtyp für Code	Code
	FaceScan	FaceScan3D	FS3D
	Ohne Typ 3D	NoType 3D	NO3D
	Overlay 3D	OVerLay3D	OV3D

Kategorie Röntgen

Icon	Name	Bildtyp für Code	Code
	CT-HeadScan	CTHead3D	CTH3D

Kategorie Modell

Icon	Name	Bildtyp für Code	Code
	Modell Maxilla 3D	CAstMaxilla3D	CAMAX3D
	Modell Mandible 3D	CAstMandibula3D	CAMAND3D
	Modell Milchgebiss 3D	CAstDeciduous3D	CAD3D
	Modell Wechselgebiss 3D	CAstMixed3D	CAM3D
	Modell Bleibendes Gebiss 3D	CAstPermanent3D	CAP3D

From:
<https://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:
https://www.onyxwiki.net/doku.php?id=imagetypes_3d

Last update: **2023/02/16 22:36**

