

# Eintrag DigoraZeroID

---

## Syntax

```
[DigRoentgen]  
DigoraZeroID=value //z.B. DigoraZeroID=10
```

## Beschreibung

- (1) bei Digora-Datenbankabfragen wird die Onyx-PatID bis zu einer ID-Stringlänge von value linksseitig mit "0" ergänzt
  - (2) bei Gendex-Datenbankabfragen wird die Onyx-PatID bis zu einer ID-Stringlänge von value linksseitig mit "0" ergänzt
  - (3) bei PlugIn-Benutzung werden von der von VixWin über Zwischenablage übergebenen PatID alle linksseitigen "0" abgeschnitten
- 

From:  
<https://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph<sup>3</sup>™ Wiki]

Permanent link:  
[https://www.onyxwiki.net/doku.php?id=ini\\_digroentgen\\_digorazeroid](https://www.onyxwiki.net/doku.php?id=ini_digroentgen_digorazeroid)

Last update: **2020/05/19 13:34**

