

Systemoptionen - Tab |Daten hochladen / Report|

Auf Systemoptionen-Reiter |Daten hochladen| erfolgen alle Einstellungen für die Kommunikation mit Webservern über FTP- und HTTP-Protokoll zum Hoch- bzw. Herunterladen von [Container](#)-, Report- und [Webviewer](#)-Dateien.

System Options

Patient Data

Image Types

Sessions

Galleries

Printouts

Forms

Display

Interfaces

Third Party Tools

Event

Upload Data

Email

ContainerReportImport3D-Web-Viewer

Host:

Connection Security: None

User Name:

User Password:

Host Directory:

Passive Mode: ☒

Download - Protocol / Data Address:

https://

onyx.orthorobot.com/report

Help

Close

[Click auf Reiter öffnet zugehörigen Wiki-Seite]

Einstellungen Upload-Serververbindung

Eintrag	Beschreibung	Beispiel
Host	Ihr Dienstleister für den FTP-Speichersplatz	123.456.789.012
Verbindungssicherheit	Protokoll für den Upload	FTPS

Eintrag	Beschreibung	Beispiel
Benutzername	Der für den FTP-Zugriff eingerichtete Account-Name	onyxUser
Benutzerpasswort	Das zum Benutzer passende Passwort für den FTP-Zugriff	••••
Host Verzeichnis	Das Verzeichnis der Daten relativ zum root-Verzeichnis des Benutzers	report
Passiv Mode	Passiver Übertragungsmodus	✓

Download - Protokoll / Daten Adresse

Protokoll (FTP | http: | https:) und Webadresse (URL) für das Herunterladen der von dem oben in **Sektion 1** eingerichteten Serververzeichnis.

From:

<http://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:

http://onyxwiki.net/doku.php?id=tab_uploaddata_report

Last update:

2023/04/14 15:10

