

# Systemoptionen - Tab |Patientendaten|

Auf Systemoptionen-Reiter |Patientendaten| werden Einstellungen vorgenommen, die das Erscheinungsbild des Hauptfenster-Reiters |Patient| sowie die Kopplung von Praxisverwaltungssoftware über die [Schnittstelle VDDS-Media](#) betreffen.

The screenshot shows the 'System Options' dialog box with the 'Patient Data' tab selected. The left sidebar contains the following categories: Patient Data, Image Types, Sessions, Galleries, Printouts, Forms, Display, Interfaces, Third Party Tools, Event, Upload Data, and Email. The main content area is divided into three sections:

- Displayed Image Types:** Shows 'Left:' and 'Right:' image preview icons. Radio buttons are set to 'Latest Image' (selected) and 'Oldest Image'. A checkbox for 'Preview Images as Thumbnails (Fast Load but Low Quality)' is unchecked.
- VDDS-Media:** Includes a checked checkbox for 'Adoption of Master Data by VDDS-Media'. Below it, 'Adopt Master Data' is selected. A 'Delete old Entries' button is present. Under 'Image Information Provided for VDDS-Media', 'Slides with Tracing, Image Size 220 Pixels Side Length', '2D Original Images', and '3D Objects (Original)' are checked, while 'Projects (Show Information Only)' is unchecked. There are dropdown menus for 'Hand over Information to:', 'Hand over Documents to:' (set to 'my\_PVS'), and 'Hand over Analysis Results to:'. 'Practice Number' is set to '1' and 'Program Start' is set to 'normal'.
- Miscellaneous:** Features an 'Edit...' button for 'Markers', a text field for 'Consecutive Patient ID' containing '70057', and an unchecked checkbox for 'Capitalize First Letter of Name Fields'.

At the bottom right, there are 'Help' and 'Close' buttons.

[Click auf Reiter öffnet zugehörigen Wiki-Seite]

## Panel Angezeigte Bildtypen

Hier wird festgelegt, welche 2 Patientenbilder in der Karteikarte unter Reiter |Patient| angezeigt werden. Die

Auswahl des Bildtyps erfolgt mittels Klick auf das betreffende Bildtyp Icon. Außerdem kann vorgegeben werden, ob die aktuellsten oder die ältesten vorhandenen Bilder des jeweiligen Bildtyps verwendet werden sollen.

Checkbox [Minibilder verwenden] aktiviert die Verwendung der Datenbank-Thumbnails (256 x 256 Pixel) anstelle der angepassten Originalbilder. Diese Option nur wählen, wenn das Laden der Patientenbilder merklich Zeit beansprucht.

## Panel VDDS-Media

---

Mit Checkbox [Stammdatenübernahme über VDDS-Media] wird die VDDS-Media-(PVS)-Schnittstelle zur Anbindung von Patientenverwaltungssystemen aktiviert. Mit den beiden Radiobuttons darunter kann festgelegt werden, ob Patientendaten von allen oder nur von ausgewählten der in der Übergabedatei VDDS\_MMI eingetragenen Partnern entgegengenommen werden sollen. Mit Taste [Alte Einträge entfernen] werden bereits vorhandene OnyxCeph<sup>3</sup>™-Einträge (z.B. für Programmversion 2.7) aus der VDDS\_MMI entfernt.

Die Auswahl der Sektion [Für VDDS-Media bereitgestellte Bildinformationen] bezieht sich auf die von OnyxCeph<sup>3</sup>™ für andere Bildverarbeitungssoftware über die VDDS-Media-(BVS)-Schnittstelle bereitzustellenden Informationen.

Über den Eintrag: [Analyseergebnisse übergeben an](#): kann ein VDDS-PVS konfiguriert werden, das übergebene Analyseergebnisse annimmt.

Der Eintrag **Praxisnummer** wird ausgewertet, wenn vom übergebenden PVS mehrere Mandanten (Praxen) unterstützt werden.

Im Pulldown **Programmstart** kann der vom PVS benutzte Windows™-Aufruf für OnyxCeph<sup>3</sup>™ eingestellt werden. Dies kann in Abhängigkeit von benutztem Betriebssystem, UAC-Einstellungen und Login-Berechtigungen erforderlich sein.

Über das Kontextmenü des Panels kann die üblicherweise unter C:\Windows abgelegte VDDS\_MMI.ini-Datei mit Eintrag [Authorize VDDS\_MMI.ini] für alle Benutzer autorisiert werden. Das ist empfohlen, da neuere Windows™-Betriebssysteme Lese- und Schreibrechte in diesem Verzeichnis verbieten bzw. das Verzeichnis Login-abhängig virtualisieren.

Siehe auch:

- [VDDS Aktivierung](#)
- [Start-Modus für VDDS-Aufruf](#)
- [Container via VDDS speichern](#)

## Panel Sonstiges

---

In dieser Sektion wird die Bedeutung der Merkmals-Marker festgelegt, die den Patienten auf Reiter |Patient| im Hauptfenster zugewiesen werden können.

Marker Assignment

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
|  | <input type="text" value="kener"/>  |
|  | <input type="text" value="ist"/>    |
|  | <input type="text" value="kleine"/> |
|  | <input type="text" value="als"/>    |
|  | <input type="text" value="Heiner"/> |

Help OK Cancel

Weiterhin kann hier der Startwert für eine fortlaufend inkrementierte Patientenummer eingetragen und vorgegeben werden, dass die ersten Zeichen in den Eingabefeldern Name und Vorname immer (automatisch) groß geschrieben werden sollen.

From:  
<https://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph<sup>3</sup>™ Wiki]

Permanent link:  
[https://www.onyxwiki.net/doku.php?id=tab\\_patient](https://www.onyxwiki.net/doku.php?id=tab_patient)

Last update: **2022/05/17 09:44**

