


Schnittstellenkonfiguration Digitalröntgen: Dimaxis



Parameter	Einstellung
[Unterstützung aktiv]	Aktivierung der Importtaste im Modul Bild hinzufügen 2D
Programmpfad [...]	Lokaler Pfad zur ausführbaren Datei ..\Dimaxis.exe
[Originalbilder]	Original- bzw. bearbeitete Bilder laden
[Test]	Test Datenbankzugriff

From:

<https://onyxwiki.net/> - **[OnyxCeph³™ Wiki]**

Permanent link:

<https://onyxwiki.net/doku.php?id=dimaxis>

Last update: **2022/06/27 07:39**

