

Modul Bearbeiten 3D




Programmversion	BASIC	2D PRO	3D PRO	LAB	OMS
Verfügbarkeit					

Modul Bearbeiten 3D dient der Bearbeitung / Manipulation von 3D-Datensätzen durch Anwendung von unterschiedlichen Bearbeitungsalgorithmen. Das Ergebnis der Bearbeitung muss für eine weitere Verwendung als Befundkopie abgespeichert werden.

Erste Schritte

- 1. Bearbeitungsobjekt auswählen
- 2. Werkzeug auswählen
- 3. Bearbeitung aktivieren
- 4. Änderungen als Befund speichern

Moduloberfläche



## Verweise



From:  
<http://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph<sup>3</sup>™ Wiki]

Permanent link:  
[http://onyxwiki.net/doku.php?id=edit\\_3d&rev=1586017528](http://onyxwiki.net/doku.php?id=edit_3d&rev=1586017528)

Last update: **2020/04/04 18:25**

