


# Interface Settings 3D Scanners: Carestream CS 3X00



Parameter	Setting
[CS 3X00 Support Activated]	Activation of icon button [Carestream] in Modul <a href="#">Add Image 3D</a>
3X00 - Image database	Scan database folder location

From:

<http://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph<sup>3</sup>™ Wiki]

Permanent link:

[http://onyxwiki.net/doku.php?id=en:cs\\_3x00&rev=1611918641](http://onyxwiki.net/doku.php?id=en:cs_3x00&rev=1611918641)

Last update:

2021/01/29 12:10