

# Option GingivaShowMovingPatchesVersion

---

## Syntax

```
[Aligner]  
GingivaShowMovingPatchesVersion=value    |    value = 0,1
```

```
[VirtualSetup]  
GingivaShowMovingPatchesVersion=value    |    value = 0,1
```

## Description

Activats gingiva simulation method "Fixiert"

From:  
<https://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph<sup>3</sup>™ Wiki]

Permanent link:  
[https://onyxwiki.net/doku.php?id=en:ini\\_aligner\\_gingivashowmovingpatchesversion](https://onyxwiki.net/doku.php?id=en:ini_aligner_gingivashowmovingpatchesversion)

Last update: **2020/03/03 08:48**

