


Interface Configuration Digital Xray: Vatech



Parameter	Setting
[Support Activated]	Activates import icon button in module Add Image 2D
Programmpfad [...]	Lokaler Pfad zur ausführbaren Datei ..\NCSW_2012.exe
Bildübergabepfad [...]	Pfad der Bildübergabe

From:
<http://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:
<http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=en:vatech>

Last update: 2022/06/27 07:37



