


Textur löschen

Frage:

Kann ich Onyx so einstellen, dass 3D Daten standardmäßig ohne Textur angezeigt werden? Im Moment kommen alle i/o Scans in Farbe.

Antwort:

Sie müssen die Textur beim Import (Modul [Bild anpassen 3D](#)) aktiv löschen:



From:

<https://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:

<https://onyxwiki.net/doku.php?id=faq10001>

Last update: 2023/01/21 17:40

