

Software-Anforderungen für Aligner-Planung

Konfiguration

Folgende Softwarekomponenten werden benötigt, um OnyxCeph³™ für die digitale Aligner-Planung und - Herstellung verwenden zu können.

Erforderlich:	Programmversion	Erforderliche optionale Module		Updates/Upgrades
Komponente:	OnyxCeph ³ ™ LAB	Aligner 3D	Bite Splint 3D ³	Softwarepflege
Preis:	EUR 4.800 ¹	EUR 600 ¹	EUR 1.200 ¹	EUR 99 p.a. ²
Zahlung:	< einmal >			< jährlich >

¹ Preise zzgl. MwSt (wenn zutreffend); Preise können bei Kauf über Vertriebspartner abweichen

² Softwarepflege [obligatorisch] zzgl. MwSt. (wenn zutreffend)

³ Nur erforderlich für Export-Option [Positive Aligner](#)

Für die industrielle Herstellung von Alignern werden weiterführende Optionen (z.B. für automatisiertes Trimmen und Beschriften) angeboten, die jedoch in den meisten Fällen entsprechend der konkreten Kundenanforderungen individuell angepasst werden müssen - s.a. [Aligner Manufacturing Integration AMI](#).

Die Option für den seriellen Export von [Positiv-Aligner](#), die gefräst oder gedruckt werden sollen, erfordert zusätzlich Modul [Bite Splint 3D](#) und wird mit dem nächsten Release (3.2.185+) zur Verfügung stehen.

Hinweis

Modul Aligner stellt Software-Werkzeuge bereit, um basierend auf Bild- bzw. Scandaten virtuelle Zahnbewegungsschritte zu planen. Dabei muss der Anwender die Eignung der Ausgangsdaten und der von ihm daran durchgeführten Manipulationen und Berechnungen für die vorgesehene Nutzung im Rahmen von vorgesehenen Behandlungsmaßnahmen sicherstellen. Gemäß Zweckbestimmung dürfen klinische Entscheidungen nicht ausschließlich oder gar hauptsächlich durch die von der Software gelieferten Auswertungsergebnisse begründet werden. Die Klassifizierung als Medizinprodukt ist nicht auf Behandlungsmaßnahmen oder die Herstellung kieferorthopädischer Behandlungsapparaturen übertragbar, auch wenn diese Berechnungsergebnisse der Software berücksichtigen.

Verweise

	Option Modul Aligner
	Anforderung Kurzanleitung Modul Aligner
	Panel Zusätzliche Objekte
	Mehrere Attachments je Krone verwenden
	Extended Staging
	New Staging Editor

	Aligner Manufacturing Integration
	Positive Aligner
	Schulung/Support
	Beispiel Graphy Resine
	Modul-Handout Aligner 3D
	Alignertherapie im Eigenlabor
	Positiv gesehen
	Flyer
	Serienexport
	Neue Features: Staging etc.
	Attachment Designer

From:

<http://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:

<http://onyxwiki.net/doku.php?id=faq10020&rev=1710398047>

Last update: **2024/03/14 07:34**

