

Hauptfenster-Reiter |Patient|



Register |Patient| stellt demografische und organisatorische Informationen zum gewählten Patienten und zu dessen Behandlung auf einem Karteiblatt dar. Zusätzlich kann von hier aus über das Panel Dokumente direkt zu den zum Patienten abgespeicherten Informationen in der Datenbank und in gelinkten Verzeichnissen gewechselt werden.

Benutzeroberfläche

The screenshot displays the OnyxCeph 3D Lab software interface. The title bar reads "OnyxCeph™ 3D Lab - Doe, John - 10014". The interface includes a top navigation bar with tabs: Patient, Images, Presentation, Letters, Forms, Online, and Recycle Bin. The "Patient" tab is active. Below the navigation bar, there are two profile pictures of a young woman. To the right of the pictures, a form contains patient information: Patient's ID (10014), Last Name (Doe), First Name (John), Gender (Male), Date of Birth (01.01.1980), Ethnic Group, Insurance Number (123456), and Initial Contact Date (24.10.2017). Below this, there are fields for Address, Zip Code, City, State, Country, Home Phone, Work Phone, Email, Cell Phone, Responsible Party, Referring Doctor, and Treating Doctor. On the right side, there is a list of documents and a "Notes" section. The status bar at the bottom shows patient details: Name: Doe, John; ID: 10014; Birthday: 01.01.1980; Age: 39,6; Created: 24.10.2017; Changed: 11.07.2019; Images: 172. The workstation is identified as "User [RK8]" and the server as "ONYXDB3-[DAVID-LG]@DAVID-LG".

Patientendaten

In der Iconleiste werden grundlegende Funktionsaufrufe im Zusammenhang mit der Bearbeitung des Patienten-Karteiblatts bereitgestellt.

Im Bildpanel oben links in der Patientenkarte werden 2 Bilder zum Patienten angezeigt, sofern vorhanden. Hier sind die Bildtypen Foto Lateral und Foto Frontal Lachbild voreingestellt. Diese Auswahl kann unter Einstellungen|Tab Patientendaten geändert werden.

Auf den Panels Patientendaten, Kontaktdaten und Behandlungsdaten stehen verschiedene Eingabefelder zur Verfügung, die für Verwaltungszwecke genutzt werden können. Die meisten der Eingabefelder sind zusätzlich mit Detail-Tabellen hinterlegt. Alle Angaben auf der Patientenkarte sind optional, mit Ausnahme der gelb

hinterlegten Pflichtfelder.

Am oberen rechten Rand der Registerkarte können einige Reiter zur Markierung des Patienten aktiviert werden. Die Bedeutung dieser Reiter kann unter Einstellungen|Tab Patientendaten bearbeitet werden.

Dokumentenbaum

Im rechten Panel des Karteiblatts werden alle zum Patienten verfügbaren Bilder und Dokumente in einer Baumstruktur angezeigt. Dabei können die Einträge je nach ausgewähltem Tab in zeitlicher Reihenfolge oder nach Typen sortiert aufgelistet werden. Durch Doppelklick auf einen der Einträge oder Auswahl eines Eintrags und Klick auf die Gehe zu-Taste wird dieses Bild oder Dokument im entsprechenden Fenster geöffnet.

From:

<http://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:

http://onyxwiki.net/doku.php?id=maintab_patient

Last update: **2023/02/15 13:38**

