

Panel Retainer

Im Panel Retainer kann der Anwender die Konstruktionsparameter für die gewünschte Retainergeometrie festlegen.

Parameter	Bedeutung
Höhe	vertikale Höhe des Retainers in mm
Dicke	initiale Retainer-Dicke in lingualer Richtung in mm
Genauigkeit	Berechnungsmodus für Retainer-Datensatzes
Exaktheit	Exaktheit der Passung Kronengeometrie/Retainervorderseite
Parallelität	Parallelität Vorderseite/Rückseite des Retainers
Senkrechter Schnitt	Erzwingen senkrechter Schnitte zur Retainerebene

Retainer lassen sich getrennt für Oberkiefer und Unterkiefer mit den zugehörigen Tasten am unteren Ende des Panels erstellen. Dabei werden jeweils die aktuell darüber eingestellten Parameter verwendet.

From:

<http://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:

http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=panel_retainer

Last update: 2015/11/01 22:32

