

Modul TADmatch™




Programmversion	BASIC	2D PRO	3D PRO	LAB	OMS
Verfügbarkeit	✗	✗	☑	☑	☑

Das Modul TADmatch dient der virtuellen Platzierung von Verankerungsschrauben aus einer im Programm enthaltenen Bibliothek zur Berechnung von Modellen, die entweder zur Übertragung an den Patienten oder zur Herstellung der Apparatur genutzt werden können.

Erste Schritte

1. Befunde im Modul Register3D zum Modell laden und registrieren
2. Schrauben im kombinierten Befund platzieren
3. Montage- oder Positionierungsmodell berechnen
4. Ergebnisse über Objektliste exportieren
5. Als Projekt und neuen Befund speichern

Moduloberfläche



Verweise



<https://youtu.be/aIGwGjtqciw>

From:

<http://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:

http://onyxwiki.net/doku.php?id=tadmatch_3d&rev=1586019800

Last update: **2020/04/04 19:03**

