


#3835: Modul Retainer: Abstandsmessung Retainer-Gegenkiefer

Ab Release 3.2.61(131) gibt es im Modul **Retainer 3D** im neuen Panel Distanz eine Möglichkeit, den Abstand eines manuell am Gegenkiefer gesetzten Punktes zur nächsten Oberfläche des Retainers parallel zur Retainerebene zu messen.



From:
<https://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:
<https://onyxwiki.net/doku.php?id=3385>

Last update: **2016/07/06 12:59**

