

#3454 Prüfung Oberkiefer-/Unterkiefer-Zuordnung

Ab Releases > 3.2.35: Beim Schließen von 3D-Modul [Bild anpassen](#) wird überprüft, ob beim Import eines digitalen Modells Ober- und Unterkiefer-Teilobjekt in der Objektliste u.U. versehentlich vertauscht sein könnten. In einem solchen Fall wird eine Warnung angezeigt, die den Anwender die Möglichkeit der Korrektur vorm Speichern anbietet.

From:
<https://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:
<https://onyxwiki.net/doku.php?id=3454>

Last update: **2015/10/03 22:15**

