


# Schnittstellenkonfiguration Digitalröntgen: Cliniview



Parameter	Einstellung
[Unterstützung aktiv]	Aktivierung der Importtaste im Modul <a href="#">Bild hinzufügen 2D</a>
Programmpfad [...]	Lokaler Pfad zur ausführbaren Datei ..\Cliniview.exe
[Vorschaubilder anzeigen]	Aktivierung Thumbnail-Vorschau im Vorschaufenster Modul <a href="#">Bild hinzufügen 2D</a>
[Test]	Test Datenbankzugriff

From:  
<http://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph<sup>3</sup>™ Wiki]

Permanent link:  
<http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=cliniview>

Last update: **2022/06/27 07:32**

