

Aufbereitete 3D Komponenten

Die **Downloads** der folgenden Liste sind Patch-Dateien (O3P), die Sie mit OnyxCeph³™ direkt öffnen (oder über den Menüpunkt "Optionen" → "Patch installieren" hereinladen) können.

Diese enthalten aufbereitete **Bauteile** verschiedener Hersteller für die Verwendung in Modulen wie OrthoApps, BiteSplint oder Aligner, die der Benutzer über die 3D-Bibliothek der Objekte (Menüpunkt "Ansicht"→"3D Objektbibliothek") auch selbst ergänzen kann.

Ist zusätzlich eine **Vorlage** verfügbar, kann diese zusätzlich installiert und direkt im betreffenden Modul geladen werden, um die Bauteile bereits in sinnvoller Zusammenstellung einzufügen.

Einige Webbrowser starten den Download aus Sicherheitsgründen nicht automatisch beim Klicken auf den Link. In dem Fall kann die Datei typischerweise trotzdem über Rechtsklick und "Speichern unter ..." heruntergeladen und danach separat geöffnet werden.

Komponenten Dentauro

Beschreibung	Download
GNE-Schraube hyrax® click Maxi - 12, ohne Arme, REF 602-834-12	Link
GNE-Schraube hyrax® click Medium - 10, ohne Arme, REF 602-832-12	Link
GNE-Schraube hyrax® click Mini - 7, ohne Arme, REF 602-830-12	Link
GNE-Schraube hyrax® Maxi - 12, ohne Arme, REF 602-811-12	Link
GNE-Schraube hyrax® Medium - 10, ohne Arme, REF 602-808-12	Link
GNE-Schraube hyrax® Mini - 7, ohne Arme, REF 602-800-12	Link
OrthoApps Vorlage Hyrax® click Mini 7 mit Armen	Link
tomas® PI-abutment plain 2.4, REF 303-400-41	Link
tomas® PI-abutment plain 5.0, REF 303-400-81	Link
tomas® PI-abutment multiple 2.4, REF 303-400-10	Link
tomas® PI-abutment multiple 5.0, REF 303-400-70	Link

Komponenten Tiger Dental

Beschreibung	Download
PowerScrew 08 Art.-Nr. 11011 (0.8 mm offen)	Link
PowerScrew 10 Art.-Nr. 18222 (0.8 mm offen)	Link
PowerScrew 12 Art.-Nr. 10965 (0.8 mm offen)	Link
PowerScrew 14 Art.-Nr. 18215 (0.8 mm offen)	Link
PowerScrew 16 Art.-Nr. 10967 (0.8 mm offen)	Link
Dual-Top Hülse Art.-Nr. 10789	Link

Komponenten Forestadent

Beschreibung	Download
Forestadent Palatal split screw type S REF 169-1323	Link
Forestadent Slim-Line-Expander REF 19801223	Link
Forestadent Snap-Lock-Expander 8 mm REF 169-1239	Link

Beschreibung	Download
Forestadent Snap-Lock-Expander 10 mm REF 169-1439	Link
Forestadent Snap-Lock-Expander 12 mm REF 169-1639	Link

Komponenten Okklusale Stifte / Druckauflagen

Beschreibung	Download
Occlusal Pins 10 Inner	Link
Occlusal Pins 10 Outer	Link
Occlusal Pins 15 Inner	Link
Occlusal Pins 15 Outer	Link
Parallele Druckauflage (hinten)	Link
Support Pin 30mm	Link
Support Pin 40mm	Link

Ein Großteil der Hersteller bietet die STL-Dateien der Bauteile direkt zum Download an, die dann unter dem Menüpunkt "Ansicht" → "3D Objektbibliothek" mit wenigen Klicks eingepflegt werden können. Die obige Liste enthält nur eine exemplarische Auswahl an Teilen und wird hauptsächlich um Einträge erweitert, die auf andere Designelemente abgestimmt werden müssen, wie bspw. Schraubenhülsen.

From:
<http://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:
<http://onyxwiki.net/doku.php?id=custom3ds>

Last update: **2023/10/11 12:56**

