


Interface Configuration Digital Xray: Digora



Parameter	Setting
[Support Activated]	Activates import icon button in module Add Image 2D
Programmpfad [...]	Lokaler Pfad zur ausführbaren Datei ..\Digora.exe
[Vorschaubilder anzeigen]	Aktivierung Thumbnail-Vorschau im Vorschaufenster Modul Bild hinzufügen 2D

From:
<https://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:
<https://www.onyxwiki.net/doku.php?id=en:digora>

Last update: 2022/06/27 07:39



