


Interface Configuration Digital Xrayn: EasyDent



Parameter	Setting
[Support Activated]	Activates import icon button in module Add Image 2D
Programmpfad [...]	Lokaler Pfad zur ausführbaren Datei ..\EasyDent4.exe
Bildübergabepfad [...]	Lokaler Pfad der EasyDent-Bildübergabe
[Neue Patienten]	Übergabe neuer Patientendaten bei Aufruf
[Änderungen]	Abgleich vorhandener Patientendaten bei Aufruf

From:

<https://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph^{3™} Wiki]

Permanent link:

<https://onyxwiki.net/doku.php?id=en:easydent>

Last update: **2022/06/27 07:34**

