

Modul Spiegeln 2D



Programmversion	BASIC	2D PRO	3D PRO	LAB	OMS
Verfügbarkeit	✗				

✗ nicht
enthalten
 immer
enthalten
 optional
enthalten

Modul Spiegeln 2D kann eingesetzt werden, um die Gesichtssymmetrie durch Spiegelung um eine vertikale Gesichtssachse qualitativ zu beurteilen. Die Aussage der Methode ist stark von der Ausrichtung des Gesichts zur Abbildungsebene und von der vom Anwender vorgegebenen Soll-Symmetrielinie abhängig.

Erste Schritte

1. Zwei Punkte auf der Soll-Symmetrielinie wählen/setzen
2. Symmetrietyp für Anzeige wählen
3. Änderungen als Befund speichern

Moduloberfläche



Verweise



From:
<http://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:
http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=mirror_2d

Last update: **2023/03/06 12:52**

