


Schnittstellenkonfiguration Digitalröntgen: Orthometric



Parameter	Einstellung
[Unterstützung aktiv]	Aktivierung der Importtaste im Modul Bild hinzufügen 2D
Datenbank [...]	Pfad zur Orthometric Datenbank
Bilder [...]	Pfad zum Orthometric Bildpfad
[Test]	Zugriff auf interne DB testen

From:

<https://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:

<https://www.onyxwiki.net/doku.php?id=orthometric>

Last update: **2022/06/27 07:36**

