


Schnittstellenkonfiguration Digitalröntgen: Scanora



Parameter	Einstellung
[Unterstützung aktiv]	Aktivierung der Importtaste im Modul Bild hinzufügen 2D
Programmpfad [...]	Lokaler Pfad zur ausführbaren Datei ..\Scanora.exe
[Vorschaubilder anzeigen]	Aktivierung Thumbnail-Vorschau im Vorschaufenster Modul Bild hinzufügen 2D
[Glättung]	Verbesserung der Anzeige hochauflöster Bilder durch Resampling
[Test]	Test Datenbankzugriff

From:
<https://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:
<https://www.onyxwiki.net/doku.php?id=scanora>

Last update: **2022/06/27 07:35**

