

Modul Smile 3D



Programmversion	BASIC	2D PRO	3D PRO	LAB	OMS
Verfügbarkeit	✗	✗	📄	📄	📄

✗ nicht
enthalten

📄 immer
enthalten


📄 optional
enthalten

Das Modul Smile 3D kann eingesetzt werden, um die im Modul [V.T.O.3D](#) virtuell geplante Zielsituation realitätsnah z.B. im 2D-Frontal-Lachbild eines Patienten mit fehlgestellten Zähnen zu visualisieren. Die Resultat-Vorschau kann im Rahmen der Fallbesprechung zur Beratung und Motivation des Patienten dienen.

Erste Schritte

1. Modul vom V.T.O.3D-Zielbefund mit Animation starten
2. 2D Lachbild laden
3. Überlagerungsregion markieren
4. Farben anpassen
5. Animation einblenden

Moduloberfläche



Verweise

n/a

From:
<https://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:
https://onyxwiki.net/doku.php?id=smile_3d

Last update: **2023/03/09 14:53**

