

# Durchzeichnungstypen 3D

---

In OnyxCeph<sup>3</sup>™ werden folgende Durchzeichnungstypen 3D unterstützt:

Typ
Kopf 3D
Modell 3D Milchgebiss
Modell 3D Wechselgebiss
Modell 3D Bleibendes Gebiss
Undefiniert 3D

Jedem 3D Bildtyp können einzelne oder mehrere 2D Bildtypen (und damit Durchzeichnungstypen 2D) sowie einzelne oder auch mehrere Durchzeichnungstypen 3D zugeordnet werden, um in Modul [Auswertung](#) die für den zugewiesenen Durchzeichnungstyp hinterlegten Auswerteverfahren (Analysen) auswählen und anwenden zu können. Die Zuordnung kann über Menüpunkt [Optionen|Systemoptionen](#) auf Tab 3D Bildtypen angepasst werden.

From:  
<https://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph<sup>3</sup>™ Wiki]

Permanent link:  
[https://onyxwiki.net/doku.php?id=tracingtypes\\_3d](https://onyxwiki.net/doku.php?id=tracingtypes_3d)

Last update: **2022/12/01 16:53**

