

Eintrag SwitchPatientEnabled

Syntax

```
[Infoserver]  
SwitchPatientEnabled=value | value = 0,1
```

Beschreibung

Man kann diesen Eintrag in den Systemoptionen de-/aktivieren, indem man im Tab [Schnittstellen](#) mit gedrückter [Strg]-Taste die Überschrift HTTP Info Server doppelklickt.

Wird OnyxCeph³™ mit dieser Option gestartet, so ist nach dem Start kein Tab aktiv und kein Patient gewählt. Alle Dialoge, mit dem zu einem anderen Patienten gewechselt werden kann, sind ebenfalls über die gesamte Laufzeit inaktiv. Ein Patient muss über immer die Kommandozeilen-, VDDS- oder HTTP-Schnittstelle gewählt werden (z.B. vom e-learning Account des Teilnehmers).

From:
<http://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:
http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=ini_infoserver_switchpatientenabled

Last update: **2016/07/22 16:20**

